



Cestelli / Adattatori per rotore oscillante 221.08 V20.



Code	Description	Packaging
LLG06206954	Cestello per 1 contenitore 500 ml, Ø 80 mm, lungh. 125 mm	1 pz
LLG06230090	Cestello per 12 provette coniche da 15 ml, conf. 2 pz	1 pz
LLG06230091	Cestello per 7 provette coniche da 50 ml, conf. 2 pz	1 pz
LLG06234410	Cestello per 7 provette coniche da 50 ml, conf. 2 pz	1 pz
LLG06242162	Cestello per 1 provette coniche da 250 ml, conf. 2 pz	1 pz
LLG06255514	Cestello / Adattatore per 22 x 1.8 ... 5 ml Vacutainer®, Ø 13 mm, conf. 2 pz	1 pz
LLG06255515	Cestello per 19 provette da 5-7 ml, Ø 13 mm, conf. 2 pz	1 pz

