



Adattatori per cestelli tondi per rotori oscillanti 220.72 V20

HERMLE Labortechnik GmbH

Adattatori per cestelli tondi per rotori oscillanti 220.72 V20.



Code	Description	Packaging
LLG04679993	Adattatore per 1 provetta da 25 ml, Ø 25 mm, lungh. min./max. 95/110 mm, conf. 2 pz	1 pz
LLG06227462	Adattatore per 4 provette da 15 ml, diam. max. 17 mm, lungh. 115 mm, conf. 2 pz	1 pz
LLG06258661	Adattatore per 1 provetta conica da 15 ml, Ø 17 mm, lungh. min./max. 120mm, conf. 2 pz	2 pz
LLG06261260	Adattatore per 4 provette da 10 ml, diam. max. 17 mm, lungh. min./max. 75/100mm, conf. 2 pz	1 pz
LLG06261261	Adattatore per 4 provette da 5-7ml, Ø 13mm, lungh. min./max. 75/100 mm, conf. 2 pz	1 pz
LLG06269832	Adattatore per 1 provetta da 50ml, Ø 29 mm, lungh. 116 mm, conf. 2 pz	2 pz
LLG06275245	Adattatore per 1 provetta da 85 ml, Ø 38 mm, lungh. min./max. 90/108 mm, conf. 2 pz	1 pz
LLG09945901	Adattatore per 1 provetta da 50 ml, Ø 34 mm, lungh. min./max. 92/118 mm, conf. 2 pz	1 pz
LLG09945902	Adattatore per 1 provetta da 30 ml, Ø 25 mm, lungh. min./max. 95/105 mm, conf. 2 pz	1 pz

