



Bottiglie per reagenti a bocca stretta, DURAN®, vetro ambrato

DWK Life Sciences GmbH
(Duran)

Bottiglie per reagenti a bocca stretta, in vetro DURAN, ambrate

- ISO 4796-2.
- Con giunto conico smerigliato.
- Tappo in vetro.
- Vetro tipo I / vetro neutro secondo USP, EP e JP.
- Con codice di tracciabilità (identificazione del lotto), certificato disponibile via Internet
- Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG07020875	Bottiglie per reagenti a bocca stretta, DURAN®, vetro ambrato, cap. 20 litri, Ø 288 mm, altezza 492 mm, collo 60/46 NS	1 pz.
LLG09070536	Bottiglie per reagenti a bocca stretta, DURAN®, vetro ambrato, cap. 5 litri, Ø 182 mm, altezza 323 mm, collo 45/40 NS	1 pz.
LLG09070542	Bottiglie per reagenti a bocca stretta, DURAN®, vetro ambrato, cap. 10 litri, Ø 227 mm, altezza 398 mm, collo 60/46 NS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

