



Tappo con giunto smerigliato, vetro borosilicato 3.3, semi cavo

DWK Life Sciences GmbH
(Duran)

Tappi smerigliati, in vetro borosilicato 3.3, semi cavi.
DIN 12252. Con presa ottagonale.



Code	Description	Packaging
LLG07021323	Tappo smerigliato, in vetro borosilicato 3.3, semi-cavo, NS 34/35	1 pz.
LLG07021326	Tappo in vetro, ottagonale, NS 85/55, DURAN®, semi-cavo	1 pz.
LLG07021342	Tappo smerigliato, in vetro borosilicato 3.3, semi-cavo, NS 45/40	1 pz.
LLG07021344	Tappo smerigliato, in vetro borosilicato 3.3, semi-cavo, NS 85/55	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

