

**Valvole con angolo PRODURAN®**DWK Life Sciences GmbH
(Duran)**Valvole con angolo PRODURAN®**

Valvole con angolo con mandrino (PTFE) e filettatura integrata, permettono regolazioni fini dell'apertura della valvola.

- Il liquido entra in contatto solo con parti in vetro Duran e in PTFE
- Protezione anti-svitamento preveniente da rilascio accidentale della valvola.



Code	Description	Packaging
LLG07400573	Ribinetto da laboratorio PRODURAN®, valvola 90 gradi, diam. tubo 15 mm, foro 0 ... 10,0 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

