

**Sponge-Stick per campionamento superfici****3M Deutschland**

Spugna 3M# Sponge-Stick. Il design della spugna montata su stelo consente di accedere ad aree difficili da raggiungere senza toccarli a direttamente. Tale design permette inoltre di staccare facilmente la spugna dallo stelo dopo la raccolta del campione. L'imballaggio semplificato riduce al minimo le manipolazioni, la preparazione e la produzione di rifiuti. La spugna priva di biocidi da 3,81 x 7,62 cm non influisce sulla vitalità dei microrganismi.



Code	Description	Packaging
LLG06266542	Set campionamento: spugna con 10ml tampone neutralizzante	100 pz.
LLG06238511	Set campionamento: spugna con 10ml brodo peptone tamponato, sacchetto 890ml	100 pz.
LLG07970470	Sponge-Stick	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

