



Omogeneizzatore DUALL con pestello di vetro

Omogeneizzatore DUALL con pestello di vetro. Provetta con fondo conico e cilindrica per la frantumazione efficace dei tessuti e per un'omogeneizzazione uniforme. Particolarmente indicato con tessuti animali e vegetali. Il pestello è sufficientemente stabile per l'azionamento con motore. Lo spazio tra pestello e mortaio è pari a 0,1 - 0,15 mm. Componenti di ricambio disponibili e completamente sostituibili.



Code	Description	Packaging
LLG09651638	Omogeneizzatore con pestello di vetro 3 ml, taglia 21	1 pz
LLG09651637	Omogeneizzatore con pestello di vetro, 1 ml, taglia 20	1 pz
LLG09651641	Omogeneizzatore con pestello di vetro 15 ml, taglia 23	1 pz
LLG09651642	Omogeneizzatore con pestello di vetro 30 ml, taglia 24	1 pz
LLG09651639	Omogeneizzatore con pestello di vetro 5 ml, taglia 22	1 pz
LLG09651643	Omogeneizzatore con pestello di vetro 50 ml, taglia 25	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

