

**Occhiali di sicurezza SecureFit 200****3M Deutschland**

Occhiali di sicurezza SecureFit# 200. Tecnologia Diffusione Pressione 3M che consente di regolare naturalmente le stanghette laterali a seconda delle dimensioni individuali della testa. La caratteristica dell'auto-regolazione elimina la necessità di stoccare misure diverse di telai. Sicuri, perfetta aderenza, gli occhiali restano in posizione anche quando la persona è in movimento. Il rivestimento anti-appannamento tiene le lenti libere da umidità in condizioni calde e umide. Lenti in Policarbonato che assorbono il 99.9% di raggi UVA e UVB.



Code	Description	Packaging
LLG09006130	Occhiali SecureFit 200, Colore ambrato , Lenti 2C, 1.2, UV, anti-graffio, anti-appannamento	1 pz.
LLG09006127	Occhiali SecureFit 200, Colore chiaro , Lenti 2C, 1.2, UV, anti-graffio, anti-appannamento	1 pz.
LLG09006128	Occhiali SecureFit 200, Colore chiaro , Lenti 2C, 1.2, UV, anti-appannamento	1 pz.
LLG09006129	Occhiali SecureFit 200, Colore grigio , Lenti 2C, 1.2, UV, anti-graffio, anti-appannamento	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

