



## Filtri per siringa in acetato di Cellulosa (CA)

Filtri per siringa in acetato di Cellulosa (CA). Membrana idrofila per la filtrazione di soluzioni acquose. Ideale per l'utilizzo con macromolecole biologiche, oligomeri e polimeri solubili in acqua. Filtri sterili confezionati singolarmente in blister, codice colore blu. Due diverse membrane disponibili: CA: acetato di cellulosa SFCA: Acetato di cellulosa privo di Tensioattivi



Code	Description	Packaging
LLG09046191	Filtro per siringa CA, Ø 4 mm, pori 0,20 µm ATTENZIONE! Ordine minimo 4 conf. o multipli di 4 conf.	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

