

**Termometro digitale Min/Max con sensore**

TFA Dostmann GmbH &amp; Co.KG

**Termometro digitale Min/Max con sensore**

Termometro digitale con display LCD extra largo.

- misurazione di una seconda temperatura (ad es. temperatura esterna) tramite cavo
- valori alti e bassi con ripristino manuale
- da appendere o posizionare (con supporto pieghevole)
- lunghezza del cavo ca. 300 cm

**Caratteristiche**

**Range misurazione temperatura interna/esterna:  $-10 \frac{1}{4}$  50 °C /  $-50 \frac{1}{4}$  70 °C**

**Dimensioni: 102 x 21(50) x 110 mm**

**Peso: 147 g**

**Alimentazione: 1 x 1,5 V AAA (Micro)**



| Code        | Description                                               | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06240248 | Termometro digitale Min/Max con sensore, Tipo TFA 30.1011 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

