

**Conduttimetro portatile ProfiLine Cond 3110****WTW**

Conduttimetro portatile ProfiLine Cond 3110. Maneggevoli e portatili, gli strumenti WTW sono stati concepiti per impieghi sul campo. Pesano solo 300 g e sono dotati di una custodia estremamente resistente agli urti, alla polvere e all'acqua (IP67). Il display multifunzione di grandi dimensioni e ben leggibile consente una lettura sicura e comoda dei valori di conduttività, temperatura, salinità e TDS. I modelli serie 3210 e 3310 hanno un display grafico retroilluminato, e controllo operativo da menu. La tastiera in silicone garantisce un funzionamento facile e sicuro. Un dispositivo di autospegnimento e un sistema di risparmio energetico consente un'autonomia di circa 1500 h di lavoro. Con l'affermato sistema di celle TetraCon insensibile alle impurità con 4 elettrodi offre un'elevata precisione e comfort di utilizzo. Conduttimetro facile, robusto e funzionale, per misurazioni della conducibilità e della salinità, con tastiera semplificata per lavoro chiaro e sicuro. Grande display, che facilita la lettura, e visualizza simultaneamente dati e temperatura. Compensazione automatica nIF per tutti i gradi dell'acqua naturale. Lavora con la cella a quattro elettrodi TetraCon® 325 o a due elettrodi KLE 325.

Specifiche tecniche

Conducibilità: 0.0 μ S/cm a 1000 mS/cm con 5 range di misura, impostato in Auto Range

Temperatura: -5,0 °C a +105,0 °C \pm 0,1 °C

Salinità: 0.0 a 70.0 Tref: 20 °C/25 °C



Code	Description	Packaging
LLG09774358	Conduttimetro Cond 3110, set 1 in valigetta, sonda, accessori	1 pz.
LLG09774372	Conduttimetro portatile ProfiLine Cond 3110	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

