



Sistema di filtrazione microbiologica Whatman# MBS I

Sistema di filtrazione microbiologica Whatman™ MBS I. Il sistema di filtrazione MBS I è stato progettato per i laboratori che gestiscono un numero elevato di campioni, per il controllo della qualità microbiologica. È costituito da un dispensatore a membrana, un imbuto dispensatore, e un collettore di filtrazione a 2 posti AS220. Il collettore AS220 e l'imbuto di filtrazione AS220 sono una rampa di filtrazione a 2 posti in acciaio inox, che possono essere uniti insieme (massimo 3 collettori). Questo semplice collettore può essere utilizzato con membrane di filtrazione da 47 mm o 50 mm.

Collettore e imbuto #AS220 riducono la quantità di scarti perchè gli imbusti in PP possono essere sterilizzati in autoclave fino a 20 volte.

- Risparmio-di tempo, nessun bisogno di fiamma tra le filtrazioni
- Facile da maneggiare
- Risparmio di denaro: 20 imbusti in PP sono sufficienti per 1000 analisi
- Si riduce la contaminazione incrociata



Code	Description	Packaging
LLG06231788	Collettore per vuoto a 2 posti AS 220	1 pz.
LLG07608012	Sacchetti autoclavabili	20 pz.
LLG06231860	Dispensatore automatico per imbuti	1 pz.
LLG07616566	Imbuto 100 ml, PP, autoclavabile	20 pz.
LLG06801571	Imbuto 350 ml, PP, autoclavabile	20 pz.
LLG06225967	Dispensatore manuale per membrane	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

