

**Apparati di estrazione, secondo Soxhlet****Lenz**

Apparati di estrazione, secondo Soxhlet. Con condensatore Dimroth e pallone a fondo tondo. Prodotti da tubo Duran®.



Code	Description	Packaging
LLG09043001	Estrattore Soxlet 30 ml, condensatore 29/32 NS, pallone fondo tondo 100 ml	1 pz.
LLG09043003	Estrattore Soxlet 100 ml, condensatore 45/40 NS, pallone fondo tondo 250 ml	1 pz.
LLG09043004	Estrattore Soxlet 150 ml, condensatore 45/40 NS, pallone fondo tondo 250 ml	1 pz.
LLG09043005	Estrattore Soxlet 250 ml, condensatore 45/40 NS, pallone fondo tondo 500 ml	1 pz.
LLG09043008	Estrattore Soxlet 200 ml, condensatore 45/40 NS, pallone fondo tondo 250 ml	1 pz.
LLG09043006	Estrattore Soxlet 500 ml, condensatore 60/46 NS, pallone fondo tondo 1 L	1 pz.
LLG09043009	Estrattore Soxlet 300 ml, condensatore 60/46 NS, pallone fondo tondo 500 ml	1 pz.
LLG09043007	Estrattore Soxlet 1 L, condensatore 71/51 NS, pallone fondo tondo 2 L	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

