

**Stampante termica P95DW per sistemi di gel documentazione****Thistle Scientific****Stampante termica P95DW per sistemi di gel documentazione.**

Stampante termica compatta con processo di riscaldamento ottimizzato per la stampa precisa di immagini chiaramente definite. Grazie allo spazio bianco ridotto, sono possibili più stampe per rotolo.

- Risoluzione 325 dpi con 16-Bit data processing
- Dimensione del formato di stampa possibile: 100 x 450 mm

**Fornitura:** Stampante termica, 1 x rotolo per stampante.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

