

**Cryobox per provette da centrifuga da 5 ml****LLG Labware**

Cryobox per provette da centrifuga da 5 ml con divisori interni, bianca, 133 x 133 mm. In cartone riciclabile di alta qualità repellente all'acqua. Con divisori interni per contenere fino a 25 provette da centrifuga da 5 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06281179	Crio-scatola per provette da centrifuga 5 mL, bianca, 133x133 mm, posti 5x5	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

