

**Piastre riscaldanti, analogiche, HP-200-C****Stuart**

Piastre riscaldanti, analogiche, HP-200-C.

Il Modello HP-200-C ha la piastra superiore in ceramica che ha un'eccellente resistenza chimica. La superficie è facile da pulire e consente di raggiungere velocemente alte temperature.

- Luce lampeggiante Hot che avvisa quando la temperatura della piastra supera i 50 °C, alimentazione indipendente.
- Accurato controllo della temperatura con scala di regolazione a LED.
- Design compatto e salvaspazio.
- Attacco integrato salvaspazio per asta di sostegno.
- Può essere utilizzata con controllore digitale della temperatura TC-200D.
- Con protezione antimicrobica BioCote® a base d'argento.



Code	Description	Packaging
LLG04682338	Piastre riscaldanti, analogiche, HP-200-C   Tipo: HP-200-C	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

