

**Puntali per pipette epT.I.P.S.® Box 2.0****Eppendorf**

Puntali epT.I.P.S. Box 2.0.

In rack riutilizzabile, riempito con puntali, ideale per mantenere il sistema di refill esente da contaminazione.

- Autoclavabili;
- Grado di purezza: Eppendorf Quality;
- **Per utilizzo generale, a scopo ricerca.**



Code	Description	Packaging
LLG04682629	Puntali per pipette in rack epT.I.P.S.® Box 2.0, colore arancione, 20 - 300 µl	96 pz
LLG04682632	Puntali per pipette, in rack, epT.I.P.S.® Box 2.0, colore verde scuro, 50 ... 1250 µl, Lungh. 103 mm, conf. 1 scatola da 96 puntali	96 pz
LLG04682633	Puntali per pipette, in rack, epT.I.P.S.® Box 2.0, colore rosso, 0,25 - 2,5 ml	48 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

