

**Agitatori magnetici SHP-200-S****Stuart**

Agitatori magnetici SHP-200-S.

Con riscaldamento. Gli agitatori magnetici compatti e impilabili sono dotati di termocoppie doppie controllate da microprocessore per garantire un'accurata regolazione della temperatura e la protezione dal surriscaldamento.

- Robusto involucro in alluminio per una maggiore durata.
- Spia luminosa indipendente dalla rete per temperature superficiali superiori a 50 °C.
- Raccordo integrato per un'asta di storta.
- Rivestito con protezione antimicrobica BioCote®.
- Con piastra riscaldante in alluminio rivestito e indicatore di temperatura a LED.



Code	Description	Packaging
LLG04682343	Agitatori magnetici SHP-200-S Tipo: SHP-200-S	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

