


**Cella contaglobuli Bürker****BRAND**

Cella contaglobuli Bürker - doppio reticolo - con o senza pinzette - il reticolo è formato da 9 larghi quadrati ciascuno con una superficie di 1 mm<sup>2</sup>, usato per il conteggio dei leucociti - ogni largo quadrato è suddiviso da una doppia linea (distanti 0,05 mm) in altri gruppi di 16 quadrati con lati di 0,2 mm, questi corrispondono come formato al modello Neubauer, ma non hanno ulteriori suddivisioni, sono usati per il conteggio dei trombociti ed eritrociti - le doppie linee formano dei mini quadrati con un'area di 0,0025 mm<sup>2</sup> - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.



Code	Description	Packaging
LLG07020279	Cella contaglobuli Bürker - senza pinzette	1 pz
LLG07020280	Cella contaglobuli Bürker - con pinzette	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

