

**Microscopio Digitale RED-50X Plus****MOTIC**

Microscopio Digitale RED-50X Plus.

Microscopio digitale WiFi. Trasmettete l'immagine del vostro microscopio in diretta su qualsiasi dispositivo che funzioni con Android e iOS e muovetevi liberamente in laboratorio o in classe per mostrare e condividere le vostre immagini.

- Tubo monoculare con tubo fotografico CMOS 1/3" utilizzato dall'esterno.
- Risoluzione: 4MP (2560 x 1440 Pixel)
- Trasmissione WiFi: 1280 x 1024 pixel (Full HD)
- Oculare grandangolare WF10X/18 mm
- Ogiva tripla girevole invertita
- Obiettivi acromatici 4X, 10X, 40X S
- Sistema di messa a fuoco grossolana
- Palcoscenico rotondo scorrevole con clip per campioni "one-touch"
- Lente condensatore incorporata N.A. 0,65
- Illuminazione a LED 3,5 V, 70 mW con controllo dell'intensità
- Alimentazione 100-240 V, spina VDE (CE)
- Sistema operativo: Software Motic Images 3.1 per Windows, OSX e Linux, App MotiConnect per OSX, Android e iOS.



Fornitura: Microscopio, coperchio antipolvere, vetrino di calibrazione,



Code	Description	Packaging
LLG04685588	Microscopio Digitale RED-50X Plus, Monoculare	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

