

**Navicelle di pesata a rombo, antistatiche, PS****LLG Labware**

Navicelle di pesata a rombo, antistatiche, PS. Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi. Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde.

Caratterizzate da una forma a diamante che si flette facilmente, per effettuare versamenti precisi, e da un ampio fondo piatto che resiste al ribaltamento.



Code	Description	Packaging
LLG09950195	Navicella di pesata a rombo, antistatica, PS, 100 ml, 125x100x19 mm, bianca	250 pz
LLG09950197	Navicella di pesata a rombo, antistatica, PS, 100 ml, 125x100x19 mm, nera	250 pz
LLG09950194	Navicella di pesata a rombo, antistatica, PS, 30 ml, 85x65x14 mm, bianca	500 pz
LLG09950196	Navicella di pesata a rombo, antistatica, PS, 30 ml, 85x65x14 mm, nera	500 pz
LLG09900788	Navicella di pesata a rombo, antistatica, PS, 5 ml, 55x35x6 mm, bianca	1000 pz
LLG09900801	Navicella di pesata a rombo, antistatica, PS, 5 ml, 55x35x6 mm, nera	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

