

**Densimetri senza termometro****Amarell**

Densimetri senza termometro.

- Scala da 0,300 a 0,500 g/cm;
- Scala di carta;
- Corpo stabilizzato con microsferi;
- Precisione dell'igrometro  $\pm 1$ ;
- Capillare rotondo;
- In custodia di plastica trasparente;
- Lettura inferiore.



Code	Description	Packaging
LLG06072664	Densimetri senza termometro, Range di misura 1,000 ... 1,300 g/cm <sup>3</sup> , Divisione 0,005 g/cm <sup>3</sup> , Lunghezza 300 mm, Temperatura di riferimento 20 °C, senza termometro	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

