

**SIRINGA monouso**

Siringa monouso. Pistone in due pezzi. Sterile. Senza ago (da ordinare separatamente), tranne cod. LLG06303819 che è dotato di ago termosaldato. Sigillata singolarmente. Confezione indivisibile.



Code	Description	Packaging
LLG06251847	Siringhe monouso, 3 pezzi, PC, sterili, 1 ml, cono centrale, senza ago, attacco Luer Lock	100 pz.
LLG06287774	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, con attacco per catetere, Volume 100 ml, Attacco tipo centrico, Divisione 2 ml, adattatore Luer	50 pz
LLG06305235	Siringhe monouso, 3 pezzi, in PP, sterili, con attacco per catetere, 50/60 ml, attacco tipo centrico, divisione 1 ml	60 pz
LLG06285506	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, Volume 1 ml, Divisione 0,01 ml, per Tuberculina, Attacco-Luer-Lok™ ATTENZIONE! Ordine minimo 8 conf. o multipli di 8 conf.	120 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

