

**Agitatore a braccia vibranti SF1****Stuart**

Agitatore a braccia vibranti SF1. Agitatore a braccia vibranti per scuotimenti energici di campioni in flaconi, beute e provette. Con pinze intercambiabili per accogliere 8 diversi contenitori fino 500 ml. Regolazione elettronica continua della velocità da 80 a 800 oscillazioni/min, funzionamento continuo o tramite timer da 10 a 60 minuti. Controllo elettronico che assicura una velocità costante indipendentemente dal carico. Dimensioni di ingombro: 780 x 270 x 240 mm (L x P x H). Peso 8,3 kg. Alimentazione 230V 50 Hz monofase. Il braccio supplementare permette di ampliare la capacità dell'agitatore cod. LLG09950372 fino a 12 contenitori. Portata max 3 litri. Ogni braccio accetta fino a 6 pinze. Fornito con 4 pinze. Con protezione antimicrobica BioCote, a base d'argento.



Code	Description	Packaging
LLG09950373	Pinza di ricambio per agitatore a braccia vibranti SF1	1 pz.
LLG09950374	Braccio laterale accessorio per agitatore a braccia vibranti SF1	1 pz.
LLG09950372	Agitatore a braccia vibranti SF1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

