

**Accessorio a tamburo STR4/3 per agitatore STR4****Stuart**

Accessorio a tamburo STR4/3 per agitatore STR4. Il tamburo ha una piattaforma con inclinazione regolabile dalla posizione orizzontale fino a 45°. Il contenitore con il campione può ruotare con un capovolgimento completo muovendosi secondo una doppia ellisse. Adatto per estrazioni, miscelazione di colori, campioni di polveri e granulati. Il contenitore con il campione è fissato tramite una cinghia in velcro regolabile. Con protezione antimicrobica, BioCote a base d'argento. Guida da ordinare separatamente cod. LLG09950375.



Code	Description	Packaging
LLG09950384	Tamburo STR4/3 per scuotitore STR4	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

