


**Supporto per bottiglia STR4/4 per scuotitore STR4****Stuart**

Supporto per bottiglia STR4/4 per scuotitore STR4. Tamburo STR4/4 in perspex a 4 posti con cinghie in velcro regolabili. Adatto a sostenere da 2 a 4 bottiglie fino a 1000ml di capacità. Con protezione antimicrobica BioCote, a base d'argento. Motore da ordinare separatamente cod. LLG09950375.



Code	Description	Packaging
LLG09950385	Supporto per bottiglia STR4/4 per scuotitore STR4	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

