



**Rack per congelatori verticali, in acciaio inossidabile**

**Ratiolab GmbH**

Rack per congelatori verticali, in acciaio inox

Per lo stoccaggio di scatole per criogenia di dimensioni: s 130 x 130 mm, 133 x 133 mm e 136 x 136 mm.



Code	Description	Packaging
LLG04653731	Rack per congelatori verticali, in acciaio inossidabile, Tipo 3 x 5, Largh. 140 mm, Prof. 424 mm, Altezza 274 mm, Altezza Scatola 50 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

