

**Portaprovette per bagni ad acqua serie Optima****Grant**

Portaprovette per bagni ad acqua serie Optima™. In acciaio inox, con maniglie di sollevamento. Disponibili per provette con un diametro da 10 a 13 mm, da 16 a 19 mm, 24 mm o di 30 mm, microprovette tipo Eppendorf da 0,5 ml o 1,5 ml. I portaprovette QR possono essere utilizzati con i bagni da 5 litri. I portaprovette VR possono essere utilizzati con i bagni da 12, 18, 26 e 38 litri.

**Numero max di portaprovette per bagno:**

- 5 litri: S5, ST5, P5 - 1xQR
- 12 litri: S12, ST12, P12 - 2xVR
- 18 litri: S18, ST18, P18 - 4xVR
- 26 litri: S26, ST26 - 4xVR
- 38 litri: S38, ST38 - 6xVR



Code	Description	Packaging
LLG09699132	Portaprovette per bagni da 5 litri per provette 10 x 24 mm	1 pz.
LLG09699131	Portaprovette per bagni da 5 litri per provette 16 x 16/19 mm	1 pz.
LLG09699138	Portaprovette per bagni da 12-18 litri per provette 23 x 24 mm	1 pz.
LLG09699130	Portaprovette per bagni da 5 litri per provette 30 x 10/13 mm	1 pz.
LLG09699135	Portaprovette per bagni da 5 litri per provette 35 x 1,5 ml	1 pz.
LLG09699137	Portaprovette per bagni da 12-18 litri per provette 36 x 16/19 mm	1 pz.
LLG09699136	Portaprovette per bagni da 12-18 litri per provette 65 x 10/13 mm	1 pz.
LLG09699141	Portaprovette per bagni da 12-18 litri per provette 75 x 1,5 ml	1 pz.
LLG09699139	Portaprovette per bagni da 12-18 litri per provette 14 x 30 mm	1 pz.
LLG09699140	Portaprovette per bagni da 12-18 litri per provette 102 x 0,5 ml	1 pz.
LLG09699134	Portaprovette per bagni da 5 litri per provette 44 x 0,5 ml	1 pz.
LLG09699133	Portaprovette per bagni da 5 litri per provette 5 x 30 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

