

**Piastra PCR FrameStar, 384 pozzetti, Skirted****AZENTA**

Piastra PCR FrameStar, 384 pozzetti, Skirted. Pozzetti in polipropilene, frame in policarbonato, angolo tagliato; A24; volume di lavoro: 30 µl, capacità totale del pozzetto: 55 µl; studiato per uso con termociclatori standard. Su richiesta disponibile con codice a barre.

- Ideale per high-throughput PCR.
- Compatibile con la maggior parte dei blocchi per piastre da 384 pozzetti per PCR, qPCR e strumenti per sequenziamento.
- La struttura rigida, a due componenti, elimina la deformazione e la distorsione durante la PCR rendendo queste piastre particolarmente adatte all'uso con sistemi di robotica.
- Il basamento permette l'etichettatura e l'eventuale inserimento di codice a barre.
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano, endotossine/pirogeni.
- Lunghezza piastra 127.76 mm; 0.25mm
- Larghezza piastra 85.48 mm; 0.25mm
- Altezza piastra 10.60 mm; 0.25mm
- Profondità pozzetto 9.60 mm; 0.10mm
- Diametro pozzetto 3.10 mm; 0.10mm
- Capacità totale del pozzetto 55 µl
- Volume di lavoro 30 µl



Code	Description	Packaging
FE94TI0384	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC viola, A12, tipo ABI	50 plates
FE94TI0384B	FrameStar 384 pozz.trasp.Skirt, frame PC blu, A24, uso in termociclizzatori	50 plates
FE94TI0384C	FrameStar 384 pozz.trasp.Skirt, frame PC trasp., A24, uso termociclizzatori	50 plates
FE94TI0384G	FrameStar 384 pozz.trasp.Skirt, frame PC verde, A24, uso termociclizzatori	50 plates
FE94TI0384R	FrameStar 384 pozz.trasp.Skirt, frame PC rosso, A24, uso termociclizzatori	50 plates
FE94TI0384X	FrameStar 384 pozz.trasp.Skirt, frame PC nero, A24, uso termociclizzatori	50 plates
FE94TI0385	FrameStar 384 pozz.bianco Skirt, frame PC nero, A24, uso termociclizzatori	50 plates
FE94TI0386	FrameStar 384 pozz.nero Skirt, frame PC nero, A24, uso termociclizzatori	50 plates
FE94TI0387	FrameStar 384 pozz.frosted Skirt, frame PC trasp., A24, uso termociclizz.	50 plates

