

**Piastra PCR FrameStar, 384 pozzetti, Skirted, stile Roche****AZENTA**

Piastra PCR FrameStar, 384 pozzetti, Skirted, stile Roche. Pozzetti in polipropilene, frame in policarbonato, angoli tagliati A24 e P24; volume di lavoro: $<30\text{ }\mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $55\text{ }\mu\text{l}$; per uso con Roche LightCycler[®]; 480 con blocchi per 384 pozzetti. Con codice a barre disponibile su richiesta.

- Le dimensioni di queste piastre sono studiate per ottenere condizioni ottimali con Roche LightCycler[®]; 480
- La struttura rigida, a due componenti, elimina la deformazione e la distorsione durante la PCR rendendo queste piastre particolarmente adatte all'uso con sistemi di robotica.
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano, endotossine/pirogeni.
- Impilabile
- Lunghezza piastra 127.76 $\pm$ 0.25mm
- Larghezza piastra 85.48 $\pm$ 0.25mm
- Altezza piastra 10.60 $\pm$ 0.25mm
- Profondità pozzetto 9.60 $\pm$ 0.10mm
- Diametro pozzetto 3.00 $\pm$ 0.10mm
- Capacità totale del pozzetto $55\text{ }\mu\text{l}$
- Volume di lavoro $<30\text{ }\mu\text{l}$



Code	Description	Packaging
FE94TI0380C	FrameStar 384 pozz. PP trasparente A24/P24 per Roche LightCycler® 480	50 plates
FE94TI0381	FrameStar 384 pozz. PP bianco A24/P24 per Roche LightCycler® 480	50 plates
FE94TI0382	FrameStar (4ti-0381) plus qPCR Seal (4ti-0560), stile Roche, combi pack	50 plates + seals
FE94TI0383	FrameStar (4ti-0380/C) plus qPCR Seal (4ti-0560), stile Roche, combi pack	50 plates + seals



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

