



Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Skirted

AZENTA

Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Skirted, low profile. Pozzetti in polipropilene da 0.1 mL, frame in policarbonato, angoli tagliati H1. Volume di lavoro: $<100\ \mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $200\ \mu\text{l}$.

I pozzetti a basso profilo sono più corti rispetto ai pozzetti standard, ciò determina una diminuzione dello spazio vuoto tra il coperchio riscaldante del termocicizzatore e il campione contenuto nel pozzetto. In questo modo si elimina la formazione di condensa sulle pareti e si previene la riduzione del volume in PCR incrementando l'efficienza della reazione.

È particolarmente raccomandato per volumi inferiori a $20\ \mu\text{l}$.

- La struttura rigida dell'abbassamento elimina la deformazione e la distorsione durante la PCR rendendo queste piastre particolarmente adatte all'uso con sistemi di robotica.

- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano, endotossine/pirogeni.

- Impilabile
- Lunghezza piastra $127.76 \pm 0.25\text{mm}$
- Larghezza piastra $85.48 \pm 0.25\text{mm}$
- Altezza piastra $16.10 \pm 0.25\text{mm}$
- Profondità pozzetto $15.10 \pm 0.10\text{mm}$
- Diametro pozzetto $5.50 \pm 0.10\text{mm}$
- Capacità totale del pozzetto $200\ \mu\text{l}$
- Volume di lavoro $<100\ \mu\text{l}$



Code	Description	Packaging
FE94TI0960	FrameStar 96 pozz. Trasparenti Skirt LowProfile, frame viola, H1	50 plates
FE94TI09600565	FrameStar 96 pozz., Skirt extra rigida, Low profile, frame nero, H1	50 plates + seals
FE94TI0960B	FrameStar 96 pozz. Trasparenti Skirt LowProfile, frame blu, H1	50 plates
FE94TI0960C	FrameStar 96 pozz. Trasparenti Skirt LowProfile, frame trasparente, H1	50 plates
FE94TI0960G	FrameStar 96 pozz. Trasparenti Skirt LowProfile, frame verde, H1	50 plates
FE94TI0960R	FrameStar 96 pozz. Trasparenti Skirt LowProfile, frame rosso, H1	50 plates
FE94TI0960RIG	FrameStar 96 pozz., Skirt extra rigida, Low profile, frame nero, H1	50 plates
FE94TI0960W	FrameStar 96 pozz. Trasparenti Skirt LowProfile, frame bianco, H1	50 plates
FE94TI0960X	FrameStar 96 pozz. Trasparenti Skirt LowProfile, frame nero, H1	50 plates
FE94TI0961	FrameStar 96 pozz. bianchi Skirt Low profile, frame nero, H1	50 plates
FE94TI0961C	FrameStar 96 pozz. bianchi Skirt Low profile, frame trasparente, H1	50 plates
FE94TI0966	FrameStar 96 pozz. neri Skirt Low profile, frame nero, H1	50 plates
FE94TILB0960RIG	FrameStar 96 pozz., Skirt extra rigida, LP, frame nero, H1, Low binding	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



