



Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted, stile Roche, High Sensitivity.

Low profile. Pozzetti in polipropilene da 0.1 mL, frame in policarbonato, angoli tagliati H12. Volume di lavoro:

100 µL, capacità totale del pozzetto: 200

µL. Studiata per uso con Roche LightCycler[®]; 96 e 480 (con blocchi da 96 pozzetti). Il formato di questa piastra la rende perfetta per volumi di reazione di 10-100 µL.

I pozzetti a basso profilo sono più corti rispetto ai pozzetti standard, ciò determina una diminuzione dello spazio vuoto tra il coperchio riscaldante del termocicizzatore e il campione contenuto nel pozzetto. In questo modo si elimina la formazione di condensa sulle pareti e si previene la riduzione del volume in PCR incrementando l'efficienza della reazione.

È particolarmente raccomandato per volumi inferiori a 20 µL.

I pozzetti extra-bianchi incrementano la sensibilità ai test in fluorescenza.

Il frame di tipo semi-skirted permette l'etichettatura e l'apposizione di codici a barre.

- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano, endotossine/pirogeni.
- Pozzetti in polipropilene ultra-liscio, uniforme, a pareti sottili, per risultati ottimali in PCR e real-time (RT-qPCR).
- Il frame in policarbonato rigido per maggiore stabilità meccanica.
- Griglia di riferimento alfanumerica per una facile identificazione del campione.
- Lunghezza piastra 127.70 ± 0.25mm
- Larghezza piastra 85.48 ± 0.25mm
- Altezza piastra 15.60 ± 0.25mm
- Profondità pozzetto 15.10 ± 0.10mm
- Diametro pozzetto 5.50 ± 0.10mm



- Capacit(>>grave; totale del pozzetto 200 (>>micro;l
 - Volume di lavoro (>>lt;100(>>micro;l
 - Ideale per sistemi robotizzati.
 - Compatibile con pipette multicanale standard.
- (>>nbsp;

Code	Description	Packaging
FE94TI0954	FrameStar 96 pozz.bianchi Semi-Skirt LP, H12, Roche, High Sensitivity	50 plates
FE94TI09540560	FrameStar 96 pozz.Semi-Skirt LP, H12, Roche, High Sensitivity, pellicola qP	50 plates + seals





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

