

**Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted, stile FastPlate****AZENTA**

Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted, stile ABI FastPlate. Low profile. Pozzetti in polipropilene da 0.1 mL, frame in policarbonato, angoli tagliati A1. Volume di lavoro: <math><100 \mu\text{L}</math>, capacità totale del pozzetto: 200 μL . Studiata per uso con ABI® Fast Block. Il formato di questa piastra la rende perfetta per volumi di reazione di 10-100 μL .

I pozzetti a basso profilo sono più corti rispetto ai pozzetti standard, ciò determina una diminuzione dello spazio vuoto tra il coperchio riscaldante del termocicizzatore e il campione contenuto nel pozzetto. In questo modo si elimina la formazione di condensa sulle pareti e si previene la riduzione del volume in PCR incrementando l'efficienza della reazione. Ciò è particolarmente raccomandato per volumi inferiori a 20 μL .

Il frame di tipo semi-skirted permette l'etichettatura e l'apposizione di codici a barre.

- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano, endotossine/pirogeni.
- Pozzetti in polipropilene ultra-liscio, uniforme, a pareti sottili, per risultati ottimali in PCR e real-time (RT-qPCR).
 - Il frame in policarbonato rigido per maggiore stabilità meccanica.
 - Griglia di riferimento alfanumerica. per una facile identificazione del campione.
- Lunghezza piastra $127.70 \pm 0.25\text{mm}$
- Larghezza piastra $85.48 \pm 0.25\text{mm}$
- Altezza piastra $16.70 \pm 0.25\text{mm}$
- Profondità pozzetto $15.10 \pm 0.10\text{mm}$
- Diametro pozzetto $5.50 \pm 0.10\text{mm}$



Code	Description	Packaging
FE94TI0910C	FrameStar 96 pozz.trasp. Semi-Skirt LP, bordo, frame PC trasp., A1, ABI	50 plates
FE94TI0910C0565	FrameStar 96 pozz.bianchi Semi-Skirt LP, con pellicola Q-Stick	50 plates + seals
FE94TI0910C10P	FrameStar 96 pozz.trasp. Semi-Skirt LP, bordo, frame PC trasp., A1, ABI	10 plates
FE94TI0911	FrameStar 96 pozz.bianchi Semi-Skirt LP, bordo, frame PC trasp., A1, ABI	50 plates
FE94TI0912	FrameStar 96 pozz.traslucidi Semi-Skirt LP, frame PC trasp., A1, FastPlate	50 plates
FE94TI091210P	FrameStar 96 pozz.traslucidi Semi-Skirt LP, frame PC trasp., A1, FastPlate	10 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

