

**Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted, con bordo****AZENTA**

Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted, con bordo, stile ABI. Profilo standard profile. Pozzetti in polipropilene da 0.2 ml, frame in policarbonato con bordo, angolo tagliato A12. Volume di lavoro: $<200\ \mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $300\ \mu\text{l}$.

Caratteristiche

- Studiata per uso in strumenti $\text{ABI}^{\text{®}}$.
- Disponibile trattata con ossido di etilene e con codice a barre per uso forense.
- Disponibile in combi pack con pellicola adesiva Q-Stick $^{\text{®}}$; qPCR.



Code	Description	Packaging
FE94TI0730	FrameStar semi-skirt c/bordo 96 pozz. trasp. frame viola, A12, stile ABI	50 plates
FE94TI0730B	FrameStar semi-skirt c/bordo 96 pozz. trasp. frame blu, A12, stile ABI	50 plates
FE94TI0730C	FrameStar semi-skirt c/bordo 96 pozz.e frame trasp., A12, stile ABI	50 plates
FE94TI0730C0565	FrameStar semi-skirt c/bordo 96, A12, stile ABI, c/film Q-Stick qPCR	50 plates + seals
FE94TI0730C10P	FrameStar semi-skirt c/bordo 96 pozz.e frame trasp., A12, stile ABI	10 plates
FE94TI0730G	FrameStar semi-skirt c/bordo 96 pozz. trasp. frame verde, A12, stile ABI	50 plates
FE94TI0730R	FrameStar semi-skirt c/bordo 96 pozz. trasp. frame rosso, A12, stile ABI	50 plates
FE94TI0730X	FrameStar semi-skirt c/bordo 96 pozz. trasp. frame nero, A12, stile ABI	50 plates
FE94TI0731	FrameStar semi-skirt c/bordo 96, A12, stile ABI, nero/pozz. bianchi	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

