

**Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted, stile ABI****AZENTA**

Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted, stile ABI. Profilo standard.  
Pozzetti in polipropilene da 0.2 ml, frame in policarbonato, angolo tagliato A12.  
Volume di lavoro: <200 l, Capacità totale del pozzetto: 300 l.

**Caratteristiche**

- Studiata per essere utilizzata con i principali termociclatori, inclusi strumenti ABI® con blocchi standard a 96 pozzetti, senza la necessità di adattatori.
- Disponibile con pozzetti traslucidi per aumentare l'intensità del segnale in qPCR.
- Disponibile trattata con ossido di etilene e con codice a barre per uso forense.
- Disponibile con basso capacità di legare il DNA, per applicazioni con input di DNA ultra-basso come la preparazione di campioni per il sequenziamento Next Generation (NGS) e la costruzione di librerie.



| Code           | Description                                                                | Packaging |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FE94TI0770     | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC viola, A12, tipo ABI     | 50 plates |
| FE94TI0770B    | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC blu, A12, tipo ABI       | 50 plates |
| FE94TI0770C    | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC trasp, A12, tipo ABI     | 50 plates |
| FE94TI0770C10P | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC trasp, A12, tipo ABI     | 10 plates |
| FE94TI0770G    | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC verde, A12, tipo ABI     | 50 plates |
| FE94TI0770R    | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC rosso, A12, tipo ABI     | 50 plates |
| FE94TI0770X    | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC nero, A12, tipo ABI      | 50 plates |
| FE94TI0771     | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP bianchi, frame PC nero, A12, tipo ABI     | 50 plates |
| FE94TI0772     | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP traslucidi, frame PC trasp, A12, tipo ABI | 50 plates |
| FE94TI077210P  | FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP traslucidi, frame PC trasp, A12, tipo ABI | 10 plates |
| FE94TILB0770C  | FrameStar 96 Semi-Skirt LP pozz. PP trasp., frame PC trasp, A12, tipo ABI  | 50 plates |