

**Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted, stile ABI****AZENTA**

Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted, stile ABI. Profilo standard.
Pozzetti in polipropilene da 0.2 ml, frame in policarbonato, angolo tagliato A12.
Volume di lavoro: <200 l, Capacità totale del pozzetto: 300 l.

Caratteristiche

- Studiata per essere utilizzata con i principali termociclatori, inclusi strumenti ABI® con blocchi standard a 96 pozzetti, senza la necessità di adattatori.
- Disponibile con pozzetti traslucidi per aumentare l'intensità del segnale in qPCR.
- Disponibile trattata con ossido di etilene e con codice a barre per uso forense.
- Disponibile con basso capacità di legare il DNA, per applicazioni con input di DNA ultra-basso come la preparazione di campioni per il sequenziamento Next Generation (NGS) e la costruzione di librerie.



Code	Description	Packaging
FE94TI0770	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC viola, A12, tipo ABI	50 plates
FE94TI0770B	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC blu, A12, tipo ABI	50 plates
FE94TI0770C	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC trasp, A12, tipo ABI	50 plates
FE94TI0770C10P	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC trasp, A12, tipo ABI	10 plates
FE94TI0770G	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC verde, A12, tipo ABI	50 plates
FE94TI0770R	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC rosso, A12, tipo ABI	50 plates
FE94TI0770X	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP trasp., frame PC nero, A12, tipo ABI	50 plates
FE94TI0771	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP bianchi, frame PC nero, A12, tipo ABI	50 plates
FE94TI0772	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP traslucidi, frame PC trasp, A12, tipo ABI	50 plates
FE94TI077210P	FrameStar 96 Semi-Skirt pozz. PP traslucidi, frame PC trasp, A12, tipo ABI	10 plates
FE94TILB0770C	FrameStar 96 Semi-Skirt LP pozz. PP trasp., frame PC trasp, A12, tipo ABI	50 plates

