

**Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted****AZENTA**

Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, Semi-Skirted FrameStar®. Profilo standard, pozzetti in polipropilene da 0.2 ml, frame in policarbonato, angolo tagliato H1, volume di lavoro: $<200\ \mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $300\ \mu\text{l}$.

Caratteristiche

- Piastra universale semi-skirted.
- Studiata per essere utilizzata con termociclatori standard.



Code	Description	Packaging
FE94TI0900C	FrameStar 96 pozz. trasparenti Semi-Skirt Std Profile, frame PC trasp., H1	50 plates
FE94TI0901	FrameStar 96 pozz. bianchi Semi-Skirt Std Profile, frame PC trasp., H1	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

