

**Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, non-skirted****AZENTA**

Piastra PCR FrameStar, 96 pozzetti, non-skirted. Profilo standard.

- Pozzetti in polipropilene; 0.2 ml;
- Cornice in policarbonato;
- Angolo taglio: H1;
- Volume di lavoro: $<200\text{ }\mu\text{l}$;
- Capacità totale pozzetto: $300\text{ }\mu\text{l}$;
- Utilizzabile con la maggior parte dei termociclatori;
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano, pirogeni e endotossine.

Pozzetti

Pareti ultra-sottili e uniformi per risultati ottimali in PCR e real-time (RT-qPCR).

Cornice

Il policarbonato garantisce rigidità e stabilità meccanica. In questo modo viene significativamente ridotta l'espansione dovuta al calore e la perdita di campione per evaporazione, ciò assicura la consistenza dei risultati della PCR.

Griglia alfanumerica per la facile identificazione del campione.

Applicazione

- Particolarmente raccomandata per PCR di piccoli volumi di campione.
- Compatibile con pipette multicanale standard.

Opzioni

- Disponibile con i seguenti colori della cornice (pozzetti trasparenti): viola, blu, trasparente, verde, rosso e nero.
- Disponibile con cornice nera e pozzetti bianchi per ottenere un rapporto ottimale fra segnale e rumore di fondo, in particolare durante saggi in fluorescenza.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: 120.00 (>&)>plusmn; 0.25mm;
- Largh. piastra: 80.00 (>&)>plusmn; 0.25mm;
- Altezza piastra: 20.70 (>&)>plusmn; 0.25mm;
- Profondit(>&)>grave; pozzetto: 20.20 (>&)>plusmn; 0.10mm;
- Diam. pozzetto: 5.46 (>&)>plusmn; 0.10mm;
- Capacit(>&)>grave; totale del pozzetto: 0.3ml (300(>&)>micro;l);
- Volume di lavoro (>&)>lt;0.2ml (200(>&)>micro;l).

Code	Description	Packaging
FE94TI0710	piastre PCR non-skirted FrameStar 96 pozz. Trasparenti, frame viola, H1	50 plates
FE94TI0710B	piastre PCR non-skirted FrameStar 96 pozz. Trasparenti, frame blu, H1	50 plates
FE94TI0710C	piastre PCR non-skirted FrameStar 96 pozz. e frame trasparenti, H1	50 plates
FE94TI0710G	piastre PCR non-skirted FrameStar 96 pozz. Trasparenti, frame verde, H1	50 plates



Code	Description	Packaging
FE94TI0710R	piastre PCR non-skirted FrameStar 96 pozz. Trasparenti, frame rosso, H1	50 plates
FE94TI0711	piastre PCR non-skirted FrameStar 96 pozz. bianchi, frame nero, H1	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

