

**Sistema Random Access 96 pozzetti, frame bianco****AZENTA**

Sistema Random Access.

Caratteristiche

- Pozzetti singoli in polipropilene che possono essere spinti dentro e fuori dalla cornice;
- Ideale per lo stoccaggio di reagenti e (q)PCR;
- Possono essere individualmente sigillati con le pellicole Random Access.

Piastra PCR a 96 pozzetti Random Access, Skirted

- Low profile,;
- Pozzetti in polipropilene da 0.1 ml;
- Cornice in policarbonato rigido;
- Angolo tagliato H1;
- Volume di lavoro: $<100\ \mu\text{l}$;
- Capacit  totale del pozzetto: $200\ \mu\text{l}$.

Cornice Skirted a 96 pozzetti Random Access

- In policarbonato rigido;
- Angolo tagliato H1.

Pellicola sigillante forte Random Access

- 96 fogli per sigillare singoli pozzetti;
- In formato fogli o rotoli;
- Perforabile;
- Adatto a PCR, spedizione campioni, stoccaggio composti.

Sigillazione al calore; il metodo preferibile per sigillare consumabili per archivio a lungo termine e garantire la stabilit ; nei processi di spedizione. Le piastre formato Random Access possono essere sigillate in modo da permettere l'accesso singolo, senza ulteriori lavorazioni.



Code	Description	Packaging
FE94TI05381RA	Film sigillante, forte, 96 sigilli individuali, fogli 127x100 mm	100 sheets
FE94TI0539RA	Film sigillante, forte, 96 sigilli individuali, rotolo 420 m x100 mm	1 roll
FE94TI0960RA	Piastra PCR skirt 96 pozz. Singoli, accesso random, LP, frame bianco, H1	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

