

**Sistema Random Access 96 pozzetti, frame bianco****AZENTA**

Sistema Random Access.

Caratteristiche

- Pozzetti singoli in polipropilene che possono essere spinti dentro e fuori dalla cornice;
- Ideale per lo stoccaggio di reagenti e(q)PCR;
- Possono essere individualmente sigillati con le pellicole(Random Access).

Piastra PCR a 96 pozzetti Random Access, Skirted

- Low profile,;
- Pozzetti in polipropilene da 0.1 ml;
- Cornice in policarbonato rigido;
- Angolo tagliato(H1);
- Volume di lavoro: $<100\ \mu\text{l}$;
- Capacit(grave); totale del pozzetto: $200\ \mu\text{l}$.

Cornice Skirted a 96 pozzetti Random Access

- In policarbonato rigido;
- Angolo tagliato(H1).

Pellicola sigillante forte Random Access

- 96 fogli per sigillare singoli pozzetti;
- In formato fogli o rotoli;
- Perforabile;
- Adatto a PCR, spedizione campioni, stoccaggio composti.

Sigillazione al calore (grave); il metodo preferibile per sigillare consumabili per archivio a lungo termine e garantire la stabilit(grave); nei processi di spedizione. Le piastre formato(Random Access possono essere sigillate in modo(da permettere l(39;accesso singolo, senza ulteriori lavorazioni.#



Code	Description	Packaging
FE94TI05381RA	Film sigillante, forte, 96 sigilli individuali, fogli 127x100 mm	100 sheets
FE94TI0539RA	Film sigillante, forte, 96 sigilli individuali, rotolo 420 m x100 mm	1 roll
FE94TI0960RA	Piastra PCR skirt 96 pozz. Singoli, accesso random, LP, frame bianco, H1	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

