

**Strip per PCR FrameStrip, 8 pozzetti****AZENTA**

Strip per PCR FrameStrip, 8 pozzetti. Profilo standard. Pozzetti da 0.2 ml, in polipropilene. Cornice in policarbonato. Volume di lavoro: $<200\text{ }\mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $300\text{ }\mu\text{l}$. Disponibile con tappo piatti o a cupola.

Design a 2 componenti che combina il vantaggio di pozzetti a spessore sottile, ottimali per PCR, e cornice rigida per facilitare la manipolazione.

Esente da DNase , RNase , DNA genomico umano e endotossine/pirogeni. Compatibile con la maggior parte dei termociclatori.

Pozzetti

Realizzati in polipropilene per un π efficace trasferimento di calore. Inoltre la superficie π inerte, con basse capacità leganti per acidi nucleici , proteine e altre molecole.

Cornice

Realizzata in policarbonato, polimero rigido, stabile dal punto di vista meccanico che rende le strip π facilmente manipolabili e etichettabili.

Caratteristiche

Strip per PCR FrameStrip, 8 pozzetti. Profilo standard. Pozzetti da 0.2 ml, in polipropilene. Cornice in policarbonato. Volume di lavoro: $<200\text{ }\mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $300\text{ }\mu\text{l}$. Disponibile con tappo piatti o a cupola.

Design a 2 componenti che combina il vantaggio di pozzetti a spessore sottile, ottimali per PCR, e cornice rigida per facilitare la manipolazione.

Esente da DNase , RNase , DNA genomico umano e endotossine/pirogeni. Compatibile con la maggior parte dei termociclatori.

Pozzetti

Realizzati in polipropilene per un π efficace trasferimento di calore. Inoltre la superficie π inerte, con basse capacità leganti per acidi nucleici , proteine e altre molecole.

Cornice

Realizzata in policarbonato, polimero rigido, stabile dal punto di vista meccanico che rende le strip piugrave; facilmente manipolabili e etichettabili.

Caratteristiche

- Lungh. strip: 83.22 $\pm$ 0.25 mm
- Largh. strip: 9.00 $\pm$ 0.25 mm
- Altezza strip: 20.80 $\pm$ 0.25 mm
- Profonditugrave; pozzetto: 20.30 $\pm$ 0.15 mm
- Diam. pozzetto: 5.46 $\pm$ 0.10 mm
- Capacitugrave; pozzetto: 300 μ l
- Volume di lavoro; $\geq$ 200 μ l

Code	Description	Packaging
FE94TI0785B	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi a cupola, frame PC blu	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785G	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi a cupola, frame PC verde	120 tube strips + cap strips



Code	Description	Packaging
FE94TI0785M	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi cupola, frame PC assortiti	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785P	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi a cupola, frame PC viola	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785R	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi a cupola, frame PC rosso	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785W2D	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. c/strip tappi cupola, frame PC bianco, 2D	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785X	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi a cupola, frame PC nero	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785X2D	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi cupola, frame PC nero, 2D	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785XW	FrameStrip 8 pozz. PCR PP bianco con strip tappi a cupola, frame PC nero	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786B	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC blu	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786G	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC verde	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786M	FrameStrip 8 pozz. PP trasp, con strip di tappi piatti, frame PC assortiti	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786P	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC viola	120 tube strips + cap strips



Code	Description	Packaging
FE94TI0786R	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC rosso	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786W2D	FrameStrip 8 pozz. PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC bianco, 2D	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786X	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC nero	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786X2D	FrameStrip 8 pozz. PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC nero, 2D	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786XW	FrameStrip 8 pozz. PP bianco con strip di tappi piatti, frame PC nero	120 tube strips + cap strips



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

