

**Strip per PCR FrameStrip, 8 pozzetti****AZENTA**

Strip per PCR FrameStrip, 8 pozzetti. Profilo standard. Pozzetti da 0.2 ml, in polipropilene. Cornice in polycarbonato. Volume di lavoro: $>200\ \mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $300\ \mu\text{l}$. Disponibile con tappo piatti o a cupola.

Design a 2 componenti che combina il vantaggio di pozzetti a spessore sottile, ottimali per PCR, e cornice rigida per facilitare la manipolazione.

Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano e endotossine/pirogeni. Compatibile con la maggior parte dei termociclatori.

Pozzetti

Realizzati in polipropilene per un efficace trasferimento di calore. Inoltre la superficie è inerte, con basse capacità leganti per acidi nucleici, proteine e altre molecole.

Cornice

Realizzata in polycarbonato, polimero rigido, stabile dal punto di vista meccanico che rende le strip facilmente manipolabili e etichettabili.

Caratteristiche

Strip per PCR FrameStrip, 8 pozzetti. Profilo standard. Pozzetti da 0.2 ml, in polipropilene. Cornice in polycarbonato. Volume di lavoro: $>200\ \mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $300\ \mu\text{l}$. Disponibile con tappo piatti o a cupola.

Design a 2 componenti che combina il vantaggio di pozzetti a spessore sottile, ottimali per PCR, e cornice rigida per facilitare la manipolazione.

Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano e endotossine/pirogeni. Compatibile con la maggior parte dei termociclatori.

Pozzetti

Realizzati in polipropilene per un efficace trasferimento di calore. Inoltre la superficie è inerte, con basse capacità leganti per acidi nucleici, proteine e altre molecole.

Cornice

Realizzata in polycarbonato, polimero rigido, stabile dal punto di vista meccanico che rende le strip facilmente manipolabili e etichettabili.

Caratteristiche

- Lungh. strip: $83.22 \pm 0.25\ \text{mm}$
- Largh. strip: $9.00 \pm 0.25\ \text{mm}$
- Altezza strip: $20.80 \pm 0.25\ \text{mm}$
- Profondità pozzetto: $20.30 \pm 0.15\ \text{mm}$
- Diam. pozzetto: $5.46 \pm 0.10\ \text{mm}$



- Capacit(>&)>grave; pozzetto: 300 (>&)>micro;l
- Volume di lavoro(>&)>nbsp; (>&)>lt;200 (>&)>micro;l

Code	Description	Packaging
FE94TI0785B	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi a cupola, frame PC blu	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785G	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi a cupola, frame PC verde	120 tube strips + cap strips



Code	Description	Packaging
FE94TI0785M	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi cupola, frame PC assortiti	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785P	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi a cupola, frame PC viola	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785R	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi a cupola, frame PC rosso	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785W2D	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. c/strip tappi cupola, frame PC bianco, 2D	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785X	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi a cupola, frame PC nero	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785X2D	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip tappi cupola, frame PC nero, 2D	120 tube strips + cap strips
FE94TI0785XW	FrameStrip 8 pozz. PCR PP bianco con strip tappi a cupola, frame PC nero	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786B	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC blu	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786G	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC verde	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786M	FrameStrip 8 pozz. PP trasp, con strip di tappi piatti, frame PC assortiti	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786P	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC viola	120 tube strips + cap strips



Code	Description	Packaging
FE94TI0786R	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC rosso	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786W2D	FrameStrip 8 pozz. PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC bianco, 2D	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786X	FrameStrip 8 pozz. PCR PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC nero	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786X2D	FrameStrip 8 pozz. PP trasp. con strip di tappi piatti, frame PC nero, 2D	120 tube strips + cap strips
FE94TI0786XW	FrameStrip 8 pozz. PP bianco con strip di tappi piatti, frame PC nero	120 tube strips + cap strips



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

