

**Frame per PCR Vari-Plate, 96 pozzetti, con Vari-Strips****AZENTA**

Frame per PCR Vari-Plate, 96 pozzetti, con Vari-Strips. In policarbonato bianco, rigido. I frame Vari-Plate# sono creati per uso in Vari-Strips# (polipropilene). Le Vari-Strips# sono inserite nella cornice Vari-Plate# per formare una piastra completa, una piastra parziale o strip individuali. Siccome le Vari-Strips# sono intercambiabili con le cornici Vari-Plate#, i frame stessi sono riutilizzabili riacquistando nuove Vari-Strips#. I frame Vari-Plate# possono essere acquistati separatamente o pre-caricati con Vari-Strips#.



Code	Description	Packaging
FE94TI0753757	Vari-Plate 96 pozz. Skirt, con Vari-Strip low profile PP bianco	50 plates
FE94TI0753950W	Vari-Plate 96 pozz. Semi-Skirt, con Vari-Strip low profile PP bianco, Roche	50 plates
FE94TI0753C757	Vari-Plate 96 pozz. Skirt, con Vari-Strip low profile PP trasparente	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

