

**Piastre per PCR a 384 pozzetti, skirted****AZENTA**

Piastre per PCR a 384 pozzetti, skirted. Particolarmente raccomandate per PCR di piccoli volumi.

- In polipropilene;
- Angolo tagliato; A24;
- Volume di lavoro: 30 µl;
- Capacità totale del pozzetto: 55 µl;
- Per uso con termociclatori standard a 384 pozzetti;
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni;
- Compatibile con pipette multicanale standard.

**Pozzetti**

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR).

Massima conducibilità termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

**Cornice**

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione.

**Caratteristiche**

- Lungh. piastra: 127.76 ± 0.25mm
- Largh. piastra: 85.48 ± 0.25mm
- Altezza piastra: 10.30 ± 0.05mm
- Profondità pozzetto: 9.20 ± 0.10mm
- Diam. pozzetto: 3.00 ± 0.10mm
- Capacità totale pozzetto: 55 µl
- Volume di lavoro 30 µl



| Code       | Description                                                               | Packaging |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FE94TI1384 | Piastre PCR 384 pozz. Skirt, in PP trasparen., A24, uso in termociclatori | 50 plates |
| FE94TI1385 | Piastre PCR 384 pozz. Skirt, in PP bianco, A24, uso in termociclatori     | 50 plates |
| FE94TI1387 | Piastre PCR 384 pozz. Skirt, in PP frosted, A24, uso in termociclatori    | 50 plates |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

