

**Piastre per PCR a 384 pozzetti, skirted****AZENTA**

Piastre per PCR a 384 pozzetti, skirted. Particolarmente raccomandate per PCR di piccoli volumi.

- In polipropilene;
- Angolo tagliato (A24);
- Volume di lavoro: $>30\ \mu\text{l}$;
- Capacità totale del pozzetto: $55\ \mu\text{l}$;
- Per uso con termociclatori standard a 384 pozzetti;
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni;
- Compatibile con pipette multicanale standard.

Pozzetti

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ciò garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR). Massima conducibilità termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

Cornice

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: $127.76\ \text{mm} \pm 0.25\ \text{mm}$
- Largh. piastra: $85.48\ \text{mm} \pm 0.25\ \text{mm}$
- Altezza piastra: $10.30\ \text{mm} \pm 0.05\ \text{mm}$
- Profondità pozzetto: $9.20\ \text{mm} \pm 0.10\ \text{mm}$
- Diam. pozzetto: $3.00\ \text{mm} \pm 0.10\ \text{mm}$
- Capacità totale pozzetto: $55\ \mu\text{l}$
- Volume di lavoro: $>30\ \mu\text{l}$



Code	Description	Packaging
FE94TI1384	Piastre PCR 384 pozz. Skirt, in PP trasp., A24, uso in termocicizzatori	50 plates
FE94TI1385	Piastre PCR 384 pozz. Skirt, in PP bianco, A24, uso in termocicizzatori	50 plates
FE94TI1387	Piastre PCR 384 pozz. Skirt, in PP frosted, A24, uso in termocicizzatori	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

