

**Piastre per PCR a 384 pozzetti, skirted, stile Roche****AZENTA**

Piastre per PCR a 384 pozzetti, skirted, stile Roche. Particolarmente raccomandate per PCR di piccoli volumi.

- In polipropilene bianco;
- Angolo tagliato A24 e P24;
- Volume di lavoro: $<30\text{ }\mu\text{l}$;
- Capacità totale del pozzetto: $55\text{ }\mu\text{l}$;
- Per uso con Roche LightCycler® 480 dotato di blocchi a 384 pozzetti;
- Ideali per volumi di reazione fino a $30\text{ }\mu\text{l}$;
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni;
- Compatibile con pipette multicanale standard.

Pozzetti

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ciò garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR). Massima conducibilità termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

Cornice

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: $127.76\text{ }\pm 0.25\text{ mm}$
- Largh. piastra: $85.48\text{ }\pm 0.25\text{ mm}$
- Altezza piastra: $10.30\text{ }\pm 0.05\text{ mm}$
- Profondità pozzetto: $9.20\text{ }\pm 0.10\text{ mm}$
- Diam. pozzetto: $3.00\text{ }\pm 0.10\text{ mm}$
- Capacità totale pozzetto: $55\text{ }\mu\text{l}$
- Volume di lavoro: $<30\text{ }\mu\text{l}$



Code	Description	Packaging
FE94TI1381	Piastre PCR 384 pozz. Skirt, in PP bianco, A24/P24, stile Roche	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

