

**Piastre per PCR a 96 pozzetti, skirted, low profile****AZENTA**

Piastre per PCR a 96 pozzetti, skirted, low profile.

- Pozzetti da 0.1ml, in polipropilene;
- Angolo tagliato H1;
- Volume di lavoro: $\leq 100 \mu\text{l}$;
- Capacità totale pozzetto: $200 \mu\text{l}$;
- Universale;
- Per uso con termociclatori standard.
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni;
- Compatibile con pipette multicanale standard.

Pozzetti

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR).

Massima conducibilità termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

Cornice

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione. Options

Caratteristiche

- Lungh. piastra: $127.76 \pm 0.50\text{mm}$
- Largh. piastra: $85.48 \pm 0.50\text{mm}$
- Altezza piastra: $15.50 \pm 0.05\text{mm}$
- Profondità pozzetto: $15.00 \pm 0.10\text{mm}$
- Diam. pozzetto: $5.50 \pm 0.10\text{mm}$
- Capacità totale pozzetto: 0.2ml ($200 \mu\text{l}$)
- Volume di lavoro: $\leq 0.1\text{ml}$ ($100 \mu\text{l}$)



Code	Description	Packaging
FE94TI0740	Piastra PCR 96 pozz. skirt Low profile, H1, PP trasparente	50 plates
FE94TI0741	Piastra PCR 96 pozz. Skirt Low profile, H1, PP bianco	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

