

**Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, standard profile****AZENTA**

Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, standard profile.

- Pozzetti in polipropilene da 0.2ml;
- Agolo tagliato A12;
- Volume di lavoro:  $<200\mu\text{l}$ ;
- Capacit  totale del pozzetto:  $300\mu\text{l}$ ;
- Universale, adatta all'uso dei termociclatori standard;
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni;
- Compatibile con pipette multicanale standard.

**Pozzetti**

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ci  garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR).

Massima conducibilit  termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

**Cornice**

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione.

**Caratteristiche**

- Lungh. piastra: 124.42  $\pm$  0.25mm
- Largh. piastra: 84.02  $\pm$  0.25mm
- Altezza piastra: 20.70  $\pm$  0.25mm
- Profondit  pozzetto: 20.20  $\pm$  0.10mm
- Diam. pozzetto: 5.46  $\pm$  0.10mm
- Capacit  totale pozzetto: 0.3ml ( $300\mu\text{l}$ )
- Volume di lavoro:  $<0.2\text{ml}$  ( $200\mu\text{l}$ )



| Code       | Description                                                | Packaging |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| FE94TI0760 | Piastra PCR 96 pozz. 0,2 ml Semi-skirt PP trasparente, A12 | 50 plates |
| FE94TI0761 | Piastra PCR 96 pozz. 0,2 ml Semi-skirt PP bianco, A12      | 50 plates |
| FE94TI0762 | Piastra PCR 96 pozz. 0,2 ml Semi-skirt PP smerigliato, A12 | 50 plates |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

