

**Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, standard profile****AZENTA**

Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, standard profile.

- Pozzetti in polipropilene da 0.2ml;
- Agolo tagliato A12;
- Volume di lavoro: $<200\mu\text{l}$;
- Capacit  totale del pozzetto: $300\mu\text{l}$;
- Universale, adatta all'uso dei termociclatori standard;
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni;
- Compatibile con pipette multicanale standard.

Pozzetti

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ci  garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR).

Massima conducibilit  termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

Cornice

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: $124.42 \pm 0.25\text{mm}$
- Largh. piastra: $84.02 \pm 0.25\text{mm}$
- Altezza piastra: $20.70 \pm 0.25\text{mm}$
- Profondit  pozzetto: $20.20 \pm 0.10\text{mm}$
- Diam. pozzetto: $5.46 \pm 0.10\text{mm}$
- Capacit  totale pozzetto: 0.3ml ($300\mu\text{l}$)
- Volume di lavoro: $<0.2\text{ml}$ ($200\mu\text{l}$)



Code	Description	Packaging
FE94TI0760	Piastra PCR 96 pozz. 0,2 ml Semi-skirt PP trasparente, A12	50 plates
FE94TI0761	Piastra PCR 96 pozz. 0,2 ml Semi-skirt PP bianco, A12	50 plates
FE94TI0762	Piastra PCR 96 pozz. 0,2 ml Semi-skirt PP smerigliato, A12	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

