

**Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, stile Roche****AZENTA**

Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, stile Roche. Low profile, pozzetti da 0.1ml, in polipropilene, angolo taglio H12, volume di lavoro: $>lt;100>micro;l$, capacit(>&)>grave; totale del pozzetto: $200>micro;l$. Studiata per uso in(>&)>nbsp;Roche LightCycler 480(>&)>reg;. Ideale per volumi di reazione tra(>&)>nbsp;10 e $100>micro;l$. I pozzetti sono pi(>&)>grave; corti rispetto a quelli con profilo standard, in questo modo diminuisce lo spazio morto tra coperchio riscaldato del termocicizzatore e campione nel pozzetto, ci(>&)>grave; elimina la formazione di condensazione sulle pareti del pozzetto e previene la riduzione del volume in PCR incrementando l(>&)>#39;efficienza di reazione.

- Soggetta a stringenti controlli di qualit(>&)>grave; che includono il controllo visivo e test di tenuta su ogni singola provetta.(>&)>nbsp;
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni.
- Compatibile con pipette multicanale standard.

Pozzetti

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ci(>&)>grave; garantisce prestazioni ottimali in(>&)>nbsp;PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR). Massima conducibilit(>&)>grave; termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

Cornice

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l(>&)>#39;identificazione del campione.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: $127.70 >plusmn; 0.25mm$
- Largh. piastra: $85.48 >plusmn; 0.25mm$
- Altezza piastra: $15.60 >plusmn; 0.10mm$
- Profondit(>&)>grave; pozzetto: $15.10 >plusmn; 0.10mm$
- Diam. pozzetto: $5.50 >plusmn; 0.10mm$
- Capacit(>&)>grave; totale pozzetto: $0.2ml (200>micro;l)$
- Volume di lavoro: $>lt;0.1ml (100>micro;l)$



Code	Description	Packaging
FE94TI0955	Piastra 96 pozz. Semi-Skirt Low Profile, PP bianco, H12, Roche	50 plates
FE94TI09550560	Piastra 96 pozz. Semi-Skirt Low Profile, PP bianco, H12, Roche, pellicola q	50 plates + seals



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

